

## WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-505

**CX-505** mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.

W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.

Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.



### Cechy charakterystyczne :

**NEW  
NEW  
NEW**

- Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
- Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
- Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
- Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz..
- Ujednoczenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.

### W funkcji pomiaru pH

- W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp.
- Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
- Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.

- W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
- Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
- Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę .
- Automatyczna ocena stanu elektrody.
- Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera.

### **W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox**

- Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
- Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego –  $V_{ref}$ .
- Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową.

### **W funkcji pomiaru przewodności**

- Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
- NEW** • Pomiar rezystancji badanej cieczy.
- Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
- Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
- Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
- 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
- Szeroki zakres współczynnika  $\alpha$  wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
- NEW** • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60  $\mu\text{S/cm}$  do 1  $\text{mS/cm}$ . Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
- NEW** • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika  $\alpha$  w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
- NEW** • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
- Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
- NEW** • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego **ECF-1** o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0-400  $\text{mS/cm}$  jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych, jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastikowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

### **W funkcji pomiaru stężenia tlenu**

- Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub  $\text{mg/l}$ .
- Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w  $\text{mg/l}$ .
- Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.

- W przypadku pomiaru tlenu celowy zakup czujnika tlenowy **COG-1** dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.

### Inne cechy

- Automatyka lub ręczna kompensacja temperatury.
- Funkcja zegara z kalendarzem.
- Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
- Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
- Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
- Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście USB.
- Zasilanie przez zasilacz
- Przyrząd spełnia wymogi GLP.
- Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
- Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.

NEW  
NEW

Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury **CT2B-121**.

### Dane techniczne

Funkcja	pH	mV	Przewodność, zasolenie	O <sub>2</sub> (mg/l)	O <sub>2</sub> (%) woda	Temperatura
<b>Zakres</b>	-2,000 ÷ 16,000 pH	±1999,9 mV	0 ÷ 1999,9 mS/cm 0 ÷ 239 g/l KCl 0 ÷ 296 g/l NaCl	0 ÷ 60 mg/l	0 ÷ 600%	-50,0 ÷ 199,9°C
<b>Dokładność (± 1 cyfra)</b>	±0,002 pH*	±0,1 mV*	do 19,99 mS/cm ±0,1%* od 20 mS/cm: ±0,25%* zasolenie ±2%*	±0,01 mg/l**	±0,1%**	±0,1 °C***
<b>Kompensacja temp.</b>	-5 ÷ 110 °C	-	-5 ÷ 70 °C	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C	-
<b>Impedancja wejść.</b>	>10 <sup>12</sup> Ω	>10 <sup>12</sup> Ω	-	-	-	-Ci
<b>Współczynnik α</b>	-	-	0,00 ÷ 10,00 %/°C	-	-	-
<b>Stała K</b>	-	-	0,010 ÷ 19,999 cm <sup>-1</sup>	-	-	-
<b>Ciśnienie atmosf.</b>	800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa					
<b>Rezystancja</b>	zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej					
<b>Zasilanie</b>	zasilacz 12 V / 100 mA					
<b>Masa</b>	560 g					
<b>Wymiary (mm)</b>	L=200, W=180, H=20/50					

\* Dokładność samego przyrządu.

\*\* Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%.  
Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10 °C dokładność ±5%.

\*\*\* Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.  
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 8 °C, z Pt-1000A ±0.35 °C.

**ELMETRON®**

41-814 ZABRZE ul. W. Witosa 10

tel. 32 273 81 06, fax 32 273 81 14

[handel@elmetron.com.pl](mailto:handel@elmetron.com.pl) [www.elmetron.pl](http://www.elmetron.pl)